

# Massageador para Pescoço

## Confort



Manual de Instruções



SL-E01

**Massagear**  
Seu relax em um click

## PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problema	Possível causa	Solução
O massageador não liga	O botão de LIGA / DESLIGA não está na posição ON	Coloque o botão de LIGA / DESLIGA na posição ON
	O conector não está devidamente conectado do plug	Conecte o conector no plug
O massageador faz barulho quando massageia	O massageador está sendo usado por muito tempo	Desligue o massageador por 30 minutos
O massageador parou quando massageava	O massageador foi desligado pelo circuito de proteção	Desligue o massageador por 30 minutos

## ⚠ CUIDADO

Não use o equipamento quando a voltagem não estiver adequada.

No caso de mau funcionamento, não molhe o controle.

Não use o equipamento em áreas molhadas como banheiro, piscina ou estância termal.

Não ponha o equipamento perto de um aquecedor. Não use-o quando sua cobertura exterior estiver rasgada, neste caso a cobertura deveria ser substituída.

Por favor confira se o equipamento está desligado antes de conecta-lo a tomada.

Não puxe ou segure a tomada com as mãos molhadas.

Por favor se assegure que o equipamento está desligado quando for desligar o fio da tomada e desligue-o do modo correto.

Não desmonte e monte este produto quando alguma parte estiver quebrada.

Por favor contate o revendedor local ou centros de serviço para manutenção ou conserto deste produto.

Este equipamento pode se tornar parcialmente quente depois de utilizado por longo período, usuários sensíveis ao calor não devem usar continuamente este equipamento.

Crianças com menos de 12 anos não devem operar este equipamento.

Mulheres grávidas ou durante os períodos de ciclo menstrual não devem usar este equipamento.



# SL-E01 neck *massager*

## INSTRUÇÃO DE USO





Para automóveis



Para casa ou escritório



## O PRIMEIRO PASSO



Primeiramente, nós queremos agradecer a preferência pelo nosso produto.

Por favor leia as instruções cuidadosamente antes de operar este equipamento, e mantenha este manual sempre a mão para consultas posteriores.

Nota: Nós nos reservamos no direito de modificar o desenho ou modelo deste produto sem comunicação prévia.

## CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES

O massageador vai acompanhado de dois tipos conectores e força e é fácil conectar e manusear.

Tamanho pequeno, leve e fácil transportar.

## USO DO CONTROLE



## MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

1. Por favor pause o massageador durante 20 minutos toda vez que ele estiver trabalhando por um período contínuo de 15 minutos.
2. Mantenha o massageador seco e sem pó.
3. Por favor, desligue o massageador da tomada quando não estiver usando.
4. Não exponha o massageador diretamente a luz solar.
5. Mantenha o massageador longe do pó, óleo, fumaça, ou gás cáustico.
6. Se você precisa usar o massageador em lugares com grande discrepância de temperatura, por favor se assegure que o massageador não tenha sido usado durante pelo menos uma hora antes de trocar de lugar.
7. Não limpe o massageador com thinners, ethanol, gasolina e outros produtos químicos que possam danificar a cobertura do massageador. A cobertura exterior pode ser limpa com pano úmido.

## REFERENCIA TÉCNICA

Nome	Massageador de pescoço
Modelo	SL-E01
Voltagem	DC12V
Power	5W
Padrão executivo	GB4706.10
Desenho de segurança	☐

## Garantia

---

Origem de nossos produtos, finalidade, Assistência Técnica e Garantia. Vendemos produtos da mais alta qualidade, zelamos pelo bom gosto, durabilidade e bom funcionamento.

Somos importadores e nossas Poltronas de massagens têm número de série constantes em nossas importações, todas elas registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Todos os nossos produtos têm a finalidade única de relaxamento. Nossos produtos não curam, e não tem qualquer fim terapêutico, o usuário deverá consultar seu médico de confiança para saber se algum problema de saúde pode ser agravado com o uso.

### Assistência técnica e Garantia:

Poltrona de Massagens = **1 ano**

Demais equipamentos = **3 meses**

Nossa Assistência técnica para serviços em garantia é prestada em nossa sede à Avenida Felipe Boller Júnior, 3920, Jardim Santa Rita em Pirassununga, SP, CEP 13.631-120, telefone (19) 3562 8520, e-mail [contato@massagear.com.br](mailto:contato@massagear.com.br) ou onde nossa empresa indicar.

O cliente deverá encaminhar os produtos para assistência técnica preferencialmente com as embalagens originais para evitar avarias durante o transporte e manuseio, não estando mais disponíveis ou em condições de uso deverá providenciar embalagem adequada para o envio.

O Cliente poderá consultar nossa disponibilidade de embalagens de transporte, em caso positivo enviaremos a embalagem própria para isso.

## Garantia

---

Os custos de envio serão arcados única e exclusivamente pelo Cliente.

Uma autorização para o envio ao nosso estabelecimento será fornecida ao cliente através de e-mail de nossa empresa com formulário próprio.

Após a análise e constatado que o produto apresenta problema ou defeito de fabricação as despesas de envio serão reembolsadas, única e exclusivamente na conta corrente do cliente.

Em se tratando de defeito ou quebra causada por mau uso do equipamento, queima em decorrência de voltagem errada, oscilação de voltagens, má conservação do equipamento como exposição à umidade ou sol e qualquer outra avaria as despesas de envio não serão reembolsadas e o cliente pagará pelo retorno do produto bem como pelas despesas de manutenção.

Por tratar-se de produto importado e eventual falta de peça em nosso estoque o serviço poderá demorar em ser executado, pois o processo de importação é lento e depende de órgãos do governo para liberação de peças e componente, assim já informamos que o prazo mínimo para manutenção é de 30 dias contatos da aprovação da manutenção pelo cliente proprietário.

Estamos à disposição para outros esclarecimentos.

- ▶ [www.massagear.com.br](http://www.massagear.com.br)
- ▶ [contato@massagear.com.br](mailto:contato@massagear.com.br)
- ▶ **Telefone: (19) 3562-8520**