

# Massageador manual Dolphin



Manual de Instruções



SL-C17

**Massagegear**  
Seu relax em um click

Obrigado por comprar o nosso produto.  
Por favor leia este manual de instruções cuidadosamente para saber usá-lo corretamente antes da operação.  
Por favor, atenção as questões de segurança importantes que são mencionadas neste manual  
Mantenha sempre a mão o manual para uso futuro.  
**Nota:** Nossa Companhia reserva o direito para revisar o desenho e descrição deste produto sem qualquer notificação.

## CONTEÚDO

<b>Segurança e Manutenção</b>	02
<b>Nome e função dos componentes</b>	03
<b>Função</b>	03
<b>Modo de Uso</b>	04
<b>Especificações do Produto</b>	05

# Importante

## Advertência de Segurança

### 1. Recomendações

Não permita que as crianças toquem as partes móveis deste produto.  
Por favor, use corretamente a fonte fornecida com este produto.  
Por favor, desligue a poltrona da tomada depois de usar ou antes de limpar evitando danificar o produto.  
Por favor, opere este produto de acordo com as instruções contidas neste manual.  
Não use acessórios que não são recomendados.  
Não use este produto ao ar livre.  
Por favor leia este manual cuidadosamente antes de usá-lo.  
Qualquer outro uso que não é descrito neste manual de instrução é proibido.  
São recomendados 15 minutos de uso para cada seção.  
Por favor, não use a poltrona se o couro estiver rasgado.  
Por favor, não use a poltrona se a cobertura estiver quebrada.  
Por favor, não use a poltrona se a abertura de ventilação estiver coberta ou bloqueada.  
Por favor, não derrube objetos, comida ou bebida neste produto.  
Por favor, não durma na poltrona enquanto ela estiver ligada principalmente quando os massageadores estiverem em funcionamento.  
Por favor, não use a poltrona se estiver embriagado ou indisposto.  
Por favor, não use a poltrona antes de uma hora após ter feito qualquer refeição.  
Por favor, não opere a poltrona de massagem em seu limite máximo por tempo prolongado para evitar danos.

### 2. Ambiente para uso.

Por favor, não use a poltrona em condições de temperatura alta ou ambientes úmidos como banheiro.  
Por favor, não use a poltrona imediatamente quando a temperatura ambiental mudar drasticamente.  
Por favor, não use a poltrona em ambientes sujos.  
Por favor, não use a poltrona onde não há bom espaço físico e com pouca ventilação.

### 3. As pessoas pelas quais não devem usar este produto para massagear o corpo:

Pessoas que estão sofrendo de osteoporose.  
Pessoas com problemas cardíacos e (ou) estejam usando equipamento médico eletrônico como marcapasso.  
Pessoas com febre.  
Mulheres grávidas ou mulheres que estão em período do ciclo menstrual não devem usar este produto.  
As pessoas com doença de pele não devem usar este produto.  
Crianças com menos de doze anos ou as pessoas que não podem operar os comandos da poltrona não devem usar este produto.  
Pessoas com os corpos molhados não devem usar este produto.  
Pessoas sensíveis a calor não devem usar este produto.

# Segurança e manutenção

### 4. Segurança.

Confira a voltagem antes de ligar a poltrona seguindo as especificações deste produto.  
Não desligue a poltrona da tomada com a mão molhada..  
Não borrife água na poltrona para evitar choque elétrico ou danos ao produto.  
Não mude os circuitos da poltrona.  
Não use pano molhado para limpar as partes elétricas da poltrona como interruptor e tomada.  
Não se mantenha sentado ou deitado na poltrona em caso de corte de energia para evitar qualquer dano caso a energia volte repentinamente.  
Não use a poltrona caso ela não esteja funcionando corretamente.  
Consulte o seu revendedor caso haja alguma anormalidade no funcionamento.


### 5. Manutenção.

A manutenção da poltrona só deve ser feita por pessoa qualificada.  
Por favor, não esqueça de desligar a poltrona após o uso.  
Não use a poltrona se qualquer peça se soltar.  
Não use a poltrona próximo ao fogo e evite mantê-la por longo tempo exposta a luz do sol direta para evitar ressecamento do revestimento.  
Por favor, só limpe a poltrona com pano seco. Não use produtos químicos como, benzeno, álcool, detergente ou outros produtos que possam danificar o revestimento e outras partes da poltrona.  
Não arraste, role ou puxe a poltrona sobre pisos desiguais, ela deverá ser erguida antes de ser movida.  
Por favor, use os massageadores intermitentemente; não faça uso prolongado dos massageadores para evitar danos aos componentes.

### 6. Solução de mau funcionamento.

É quando o motor soar durante o uso dos massageadores.  
Se o controle não trabalhar normalmente, por favor confira se a tomada esta fortemente conectada a energia elétrica e tenha certeza que a chave LIGA/DESLIGA esta acionado para a posição ON.  
Quando o tempo de funcionamento programado terminar, o controle se desligará automaticamente.  
Se a poltrona trabalhar continuamente por tempo prolongado, o protetor de temperatura fará os massageadores desligar automaticamente, neste caso os massageadores só deverão ser usados novamente depois de uma hora.

## Nome e Função dos Componentes



1. Função dos botões (vibração, infravermelho, vibração mais infravermelho, desligado)
2. Cabeça massageadora
3. Cobertura anti-derrapante
4. Cabo

## Funções

- Utiliza o Xiu Jade, um dos quatro melhores Jades da China, como emissor de infravermelho;
- A cabeça do massager pode ser aquecido de 40-50°C rapidamente em apenas 30s baseado no infravermelho;
- Apresenta funções com mecanismos vibratórios. É utilizado em pontos de massagens estratégicos.
- Com função de infravermelho e equipado com função de segurança quando a temperatura excede os 50°C.

## Modo de Uso



Massagem no Pescoço



Massagem nas Costas



Massagem no abdômen



Massagem na Cintura



Massagem nas Pernas



Massagem nos Pés

## Especificações do Produto

Modelo: SL-C17

Nome: Massageadores de mãos por aquecimento infravermelho

Voltagem: AC110-120V 60Hz   
AC220-240V 50/60Hz

Força: 35W

Estrutura de Segurança:

## Garantia

---

Origem de nossos produtos, finalidade, Assistência Técnica e Garantia. Vendemos produtos da mais alta qualidade, zelamos pelo bom gosto, durabilidade e bom funcionamento.

Somos importadores e nossas Poltronas de massagens têm número de série constantes em nossas importações, todas elas registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Todos os nossos produtos têm a finalidade única de relaxamento. Nossos produtos não curam, e não tem qualquer fim terapêutico, o usuário deverá consultar seu médico de confiança para saber se algum problema de saúde pode ser agravado com o uso.

### Assistência técnica e Garantia:

Poltrona de Massagens = **1 ano**

Demais equipamentos = **3 meses**

Nossa Assistência técnica para serviços em garantia é prestada em nossa sede à Avenida Felipe Boller Júnior, 3920, Jardim Santa Rita em Pirassununga, SP, CEP 13.631-120, telefone (19) 3562 8520, e-mail [contato@massagear.com.br](mailto:contato@massagear.com.br) ou onde nossa empresa indicar.

O cliente deverá encaminhar os produtos para assistência técnica preferencialmente com as embalagens originais para evitar avarias durante o transporte e manuseio, não estando mais disponíveis ou em condições de uso deverá providenciar embalagem adequada para o envio.

O Cliente poderá consultar nossa disponibilidade de embalagens de transporte, em caso positivo enviaremos a embalagem própria para isso.

## Garantia

---

Os custos de envio serão arcados única e exclusivamente pelo Cliente.

Uma autorização para o envio ao nosso estabelecimento será fornecida ao cliente através de e-mail de nossa empresa com formulário próprio.

Após a análise e constatado que o produto apresenta problema ou defeito de fabricação as despesas de envio serão reembolsadas, única e exclusivamente na conta corrente do cliente.

Em se tratando de defeito ou quebra causada por mau uso do equipamento, queima em decorrência de voltagem errada, oscilação de voltagens, má conservação do equipamento como exposição à umidade ou sol e qualquer outra avaria as despesas de envio não serão reembolsadas e o cliente pagará pelo retorno do produto bem como pelas despesas de manutenção.

Por tratar-se de produto importado e eventual falta de peça em nosso estoque o serviço poderá demorar em ser executado, pois o processo de importação é lento e depende de órgãos do governo para liberação de peças e componente, assim já informamos que o prazo mínimo para manutenção é de 30 dias contatos da aprovação da manutenção pelo cliente proprietário.

Estamos à disposição para outros esclarecimentos.

- ▶ [www.massagear.com.br](http://www.massagear.com.br)
- ▶ [contato@massagear.com.br](mailto:contato@massagear.com.br)
- ▶ **Telefone: (19) 3562-8520**